中文版Method

仅供客户在文章写作时参考, 分析内容和方法请以结题报告 为准, 请客户自行承担文章查重等相关风险。

1实验流程

1.1 基因组DNA提取与样品检测

土壤、粪便、肠道内容物样品采用磁珠法土壤和粪便基因组DNA提取试剂盒(TianGen),对基因 组DNA进行提取。其他样品类型采用CTAB方法, 对基因组DNA进行提取。之后利用1%琼脂糖凝胶 电泳检测DNA的纯度和浓度, 取适量的样本DNA于离心管中,使用无菌水稀释样本至1ng/µL。

1.2 PCR产物的获取

引物对应区域: 16S V4区引物(515F和806R): 鉴定细菌多样性。18S V4区引物(528F和 706R): 鉴定真核微生物多样性 ITS1区引物(ITS5-1737F和ITS2-2043R): 鉴定真菌多样性。此外, 扩增区域还包括16S V3-V4/16S V4-V5/16S V5-V7; 古菌16S V4-V5/古菌16S V8; 18S V9和ITS2区。

所 有 PCR 混 合 液 加 入 15μL Phusion® High-Fidelity PCR Master Mix (New England Biolabs)、 0.2μM 引物和10ng 基因组DNA模板, 在98C下进行1分钟的第一次变性,然后在 98C(10s)、 50C (30s)和72C(30 s) 下进行30次循环, 最后在72C下保持5分钟。

1.3 PCR产物的混样和纯化

PCR产物使用2%浓度的琼脂糖凝胶进行电泳检测;对检测合格的PCR产物进行磁珠纯化,采用酶标定量,根据PCR产物浓度进行等量混样,充分混匀后使用2%的琼脂糖凝胶电泳检测 PCR产物,对目的条带使用通用型DNA纯化回收试剂盒(TianGen) 回收产物。

1.4 文库构建和上机测序

使用 NEB Next® Ultra™ II FS DNA PCR-free Library Prep Kit 建库试剂盒(New England Biolabs)进行文库构建,构建好的文库经过Qubit和Q-PCR定量,文库合格后,使用NovaSeq 6000进行PE 250 上机测序。

2 生物信息分析

2.1 数据质量控制

2.1.1 数据拆分

根据Barcode序列和PCR扩增引物序列从下机数据中拆分出各样本数据。

2.1.2 双端数据拼接

截 去 Barcode 和 引 物 序 列 后 使 用 FLASH (Version 1.2.11, http://ccb.jhu.edu/software/FLAS H/)(Magoc T et al.,2011), 对每个样本的reads进行拼接,得到的拼接序列为原始Tags数据(Raw Tags)。

2.1.3 数据质控

使用fastp软件(Version 0.23. 1)对拼接得到的Raw Tags经过严格的过滤处理得到高 质量的Tags数据(Clean Tags)(Bokulich NA et al.,2012)。

2.1.4 去除嵌合体

经过以上处理后得到的Tags需要进行去除嵌合体序列的处理, Tags序列通过与物种注释 数据库 (Silva database https://www.arb-silva.de/for 16S/18S, Unite database https://unite.ut.ee/for ITS) 进行比对检测嵌合体序列, 并最终去除其中的嵌合体序列, 得到最终的有效数据(Effective Tags)(Edgar RC et al.,2011)。

2.2 ASVs降噪和物种注释

2.2.1 ASVs 降噪

对以上得到的Effective Tags,使用QIIME2 (Version QIIME2-202006)软件中的DADA2模块或deblur进行降噪(默认使用DADA2),从而获得最终的ASVs(Amplicon Sequence Variants,即扩增子序列变异)以及特征表(Wang Y et al.,2021)。

2.2.2 物种注释

使用QIIME2 软件进行物种注释。对于16S和18S, 数据库为 Silva 138.1,对于 ITS,数据 库为 Unite v8.2。

2.2.3 系统发育树构建

使用QIIME2软件进行快速多序列比对, 得到所有ASV序列的系统发生关系。

2.2.4 数据均一化处理

最后对各样本的数据进行均一化处理,以样本中数据量最少的为标准进行均一化处理, 后续的Alpha多样性分析和Beta多样性分析都是基于均一化处理后的数据。

2.2.5 物种丰度统计

根据每个样本在不同分类等级(门、纲、目、科、属、种)的丰度前10的物种,通过 SVG函数绘制Perl中相对丰度的分布直方图。

2.2.6 热图

利用每个分类级别的的丰度前35的物种丰度信息绘制热图,直观地显示了不同的丰度和分类群聚类。这是用R的pheatmap()函数实现的。

2.2.7 三元相图

根据每个分类级别的前10个分类群的三元图可以用来显示三个样本之间的丰度差异。它是用R的vcd()函数中计算的。

2.2.8 韦恩图和花瓣图

Venn和Flower图直观地显示了不同样本或组之间的共同和独特信息。Venn图和Flower 图分别用VennDiagram()函数在R中生成,用SVG函数在perl中生成。

2.2.9 系统进化分析

系统发育树,也称为进化树,可以描述不同物种之间的进化关系。选择样本中丰度最高的100个属,进行序列比对,用perl绘制SVG格式的系统发育树。

2.3 样本复杂度分析(Alpha Diversity)

2.3.1 Alpha多样性指数分析

使用QIIME2 软件 计算observed_otus 、 shannon 、 simpson 、 chao1 、 goods coverage 、 dominance和pielou e指数。Alpha多样性指数具体描述如下:

Observed_otus – (http://scikit-bio.org/docs/latest/generated/s kbio.diversity.alpha.observed_otus.html);

Chao1 – (http://scikit-bio.org/docs/latest/generated/skbio.diversity.alpha.chao1.html#skbio.diversity.alpha.chao1);

Dominance – (http://scikit-bio.org/docs/latest/generated/skbio.diversity.alpha.dominance.html#skbio.diversity.alpha.dominance);

计算菌群多样性(Community diversity) 的指数有:

Shannon – (http://scikit-bio.org/docs/latest/generated/skbio.diversity.alpha.shannon.html#skbio.diversity.alpha.shannon);

Simpson – (http://scikit-bio.org/docs/latest/generated/skbio.diversity.alpha.simpson.html#skbio.diversity.alpha.simpson);

计算测序深度的指数有:

Coverage – (http://scikit-bio.org/docs/latest/generated/skbio.diversity.al pha.goods coverage.html#skbio.diversity.alpha.goods coverage);

计算物种均匀度的指数有:

Pielou_e – (http://scikit-bio.org/docs/latest/generated/skbio.diversity.alpha.pielou e.html#skbio.diversity.alpha.pielou e).

2.3.2 物种累积箱型图

为了评估微生物群落的丰富度和样本量。物种积累箱图可以用于可视化,这是用R包执行的。

2.3.3 等级梯度曲线

通过观察曲线的宽度和形状来反映样本物种的丰富度和均匀度。这可以使用R中的 ColorBrewer 软件包绘制。

2.3.4 稀释曲线

测序数量不足可能导致样本信息不足,而过多的测序深度也可能导致不必要的成本增加。 因此,确定合适的测序量是至关重要的。绘制稀疏曲线提供了发现序列深度是否足够的可行性的能力。这是通过使用plyr包的R来实现的。

2.4多样本比较分析(Beta Diversity)

2.4.1 Beta多样性分析

为了评估群落组成的复杂性并比较样本(组)之间的差异, 在QIME2中, 基于的加权和 非加权距离进行β多样性分析。

2.4.2 Beta多样性热图

β多样性分析用于评估样本在物种复杂性方面的差异。通过QIIME软件计算加权和未加权 unifrac的β多样性距离。然后绘制一个热图来显示样本之间的unifrac距离,这是用Perl实现的。

2.4.3 UPGMA聚类分析

基于加权unifrac距离矩阵,在UPGMA上构造了聚类树。这在生态学中被广泛用于进化分类。UPGMA图是通过Qiime中的UPGMA.tre函数绘制的。

2.4.4 降维分析

主成分分析(PCA),该分析用于使用带有R软件的ade4软件包和ggplot2软件包(4.0. 3版)来降低原始变量的维数。

主坐标分析 (PCoA) 用于从复杂和多维数据中获取主坐标并进行可视化。在转换到一组新的正交轴之前,获得了样本之间加权或未加权均匀性的距离矩阵,通过该矩阵,第一主坐标表示最大变化因子,第二主坐标表示第二大变化因子。PCoA分析通过R软件(4.0.3版)中的ade4包和ggplot2包计算和绘制。

非度量多维度分析 (NMDS) 来降低数据维度。与PCoA类似,NMDS也使用距离矩阵,但它强调的是数值秩。图上样本点之间的距离只能反映秩信息,而不能反映数值差异。NMDS分析是通过带有ade4软件包和ggplot2软件包的R软件实现的。

2.5 群落差异分析

通过Anosim、Adonis、MRPP、Simper、T检验、MetaStat和LEfSe等一系列统计分析, 揭示了群落结构的分化。

Anosim、Adonis和MRPP分析是分析高维数据组之间差异的非参数检验。这可以分析分组之间的差异是否显著大于组内的差异,这可以确定分组是否有意义。这些可以在R软件内使用vegan包和ggplot2包进行分析和绘制。

Simper可以揭示每个物种对群体之间分化的贡献。选出了前10个物种,并将其显示在图表上。这在R中使用Vegan软件包和ggplot2软件包进行。

MetaStat可以展示群体之间表现出显著差异的物种。它基于多重假设检验,并使用ComplexHeatmap软件包在R中进行。

LEfSe被广泛用于发现生物标志物,它可以揭示宏基因组特征。这是lefse的单独软件进行计算和绘制的。

2.6 功能预测

PICRUSt (V1.1.4) 主要用于预测基于标记基因的宏基因组功能。PICRUSt2 (V2.3.0) 是PICRUSt的改进版本。

Tax4Fun (V0.3.1) 是一个R软件,广泛用于肠道和土壤样本。总的来说,与PICRUSt相比,它可以提供更准确的结果,尤其是对于土壤样本。

BugBase工具,可以发现显微组织的表型。它可以根据七种表型对微生物群落进行分类: 革兰氏阳性、革兰氏阴性、生物膜形成、致病性、含移动元素、氧气利用(包括好氧、厌氧 和可培养厌氧)和氧化应激耐受性。

在处理真菌样本时,可以使用FunGuild工具,对主要的营养类型进行分类,研究具体的 真菌功能分类。

FAPROTAX是主要阐明生物化学过程和元素时发挥重要作用的软件。

2.7 关联分析

2.7.1 网络图

为了探索物种之间的共生关系,揭示环境因素对群落结构的影响,绘制了二维和三维网 络图进行可视化。

2.7.2 环境因子分析

可以使用spearman相关性检,CCA/RDA和dbRDA等进一步分析来反映环境因素与物种 丰度之间的相关性。所有这些图表和分析都是在R中完成的。

2.8 Python, R and Perl

在整个分析过程中,使用的Python、R和Perl版本分别为3.6.13、4.0.3和5.26.2。

3参考文献

Bokulich NA, Subramanian S, Faith JJ, et al. Quality-filtering vastly improves diversity estimates from Illumina amplicon sequencing. Nature Methods. 2012;10(1):57-59. doi:10. 1038/nmeth.2276.

Edgar RC, Haas BJ, Clemente JC, Quince C, Knight R. UCHIME improves sensitivity and speed of chimera detection.Bioinformatics. 2011;27(16):2194-2200. doi:10. 1093/bioinformatics/btr381.

Magoc T, Salzberg SL. FLASH: fast length adjustment of short reads to improve genome assemblies. Bioinformatic. 2011; 27(21): 2957-2963. doi: 10. 1093/bioinformatics/btr507.

Wang Y, Guo H, Gao X, Wang J. The Intratumor Microbiota Signatures Associate With Subtype, Tumor Stage, and Survival Status of Esophageal Carcinoma. Frontiers in Oncology. 2021;11. doi:10.3389/fonc.2021.754788.